

PRODUKTDATABLAD

LoFric Dila-Cath Dilatationskateter

LoFric Dila-Cath Dilatationskateter

LoFric Dila-Cath er et engangskateter beregnet til intermitterende dilatation. Det er meget sikkert samt nemt at lære at anvende. Det er et udmærket behandlingsalternativ ved urethral strikturer for at udsætte og forhindre strikturer. Kateteret bliver glat, når det dyppes i vand i ca. 30 sekunder.

LoFric Dila-Cath er specielt tilpasset dilatation, hvorfor der ingen huller er i kateteret. Kateteret er farvet blå og skiller sig dermed ud fra de øvrige LoFric katetre, der anvendes til blæretømning.

- Er sikker ved langtidsanvendelse
- Der er et bredt udvalg af størrelser og varianter, hvorfor ethvert behov og krav kan opfyldes
- Nelatonspidsen er lige og målrettet både mænd og kvinder



Indholdsstoffer/materiale: Polyolefinbaseret elastomer (POBE), Polypropylene (PP), Polyethylene(PE)

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I-S

Steril vare: Ja - Etylenoxid

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt og mellem 5-25 grader°C

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 3,5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding / Genbrug

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

LoFric Dila-Cath Dilatationskateter

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Længde	Str.	Indhold	Salgs- enhed	Ref. Nr.
1091030	LoFric Dila-Cath PVC-frit POBE	Dilatationskateter, 40 cm, PVC-frit, steril	40 cm	ch. 16	æske a 30 stk - krt a 2 æsker	ÆSKE	406 16 00
1091032	LoFric Dila-Cath PVC-frit POBE	Dilatationskateter 40cm, PVC-frit, steril	40 cm	ch.18	æske a 30 stk - krt a 2 æsker	ÆSKE	406 18 00