

PRODUKTDATABLAD

Actreen Mini Set 9 cm, 700 ml. pose, klart til brug, prælubrikeret

Actreen® Mini Set 9 cm med 700 ml. pose.

Actreen® Mini Set består af et kort og diskret engangskateter til kvinder samt en integreret opsamlingspose på 700 ml. med returventil.

Katetret er påført en hydrofil glycerin coating, der gør det 'klar til brug' samt sikrer den glatte indføring af katetret. Optimal kateterlængde og højt placerede "øjne" giver en god blæretømning. Katetret har et kort fladt greb, der sikrer indføring og dermed minimerer risikoen for kontamination. Grebet er også velegnet ved nedsat motorik. Det er enkelt at benytte med flere åbningsmuligheder, hvilket gør det velegnet ved nedsat motorik.

Efter endt kateterisation kan posen tømmes og sættet foldes sammen til bortskaffelse.

Vedlagt etui til opbevaring af 2-4 stk.



Indholdsstoffer/materiale: Termoplastiske elastomerer, polyethylen, ethylen vinyl acetate, glycerin

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I-S

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys

Opbevaring åbnet: -

Holdbarhed uåbnet: 2 år

Holdbarhed åbnet: -

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Actreen Mini Set 9 cm, 700 ml. pose, klart til brug, prælubrikeret

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgs-enhed	Ref.nr.
1055345	Actreen Mini Set	Kvinde kateter, 9 cm*, steril, prælubrikeret, integreret opsamlingspose, 700 ml.	ch. 10	Æske á 30 stk.	STK	229010N
1055346	Actreen Mini Set	Kvinde kateter, 9 cm*, steril, prælubrikeret, integreret opsamlingspose, 700 ml.	ch. 12	Æske á 30 stk.	STK	229012N
1055347	Actreen Mini Set	Kvinde kateter, 9 cm*, steril, prælubrikeret, integreret opsamlingspose, 700 ml.	ch. 14	Æske á 30 stk.	STK	229014N

* Katetret er 11 cm inkl. konektor og 9 cm ekskl. konektor.