

# PRODUKTDATABLAD

## Actreen Mini Set 9 cm, 700 ml. pose, klart til brug, prælubrikeret

Actreen® Mini Set 9 cm med 700 ml. pose.

Actreen® Mini Set er et kompakt katetersæt designet til intermitterende kateterisation til kvinder. Sættet består af et klar-til-brug kateter med en integreret urinopsamlingspose med tilbageløbsventil for at undgå lækager under brug. Der medfølger etui til diskret opbevaring.



### Egenskaber:

- Klar-til-brug sæt med minikateter og integreret urinopsamlingspose
- Hydrofilt coatet med vand og glycerin for nedsat friktion under indsættelse
- Trekantformet gribeplade der gør katetret nemt at håndtere
- Højt placerede og glatte "øjne" i spidsen af katetret sikrer god blæretømning
- Pre-cut perforering der gør kateteremballagen nem at åbne – også med nedsat håndfunktion
- For at sikre diskretion medfølger der et etui i hver pakke, så man let kan have sine katetre med sig



Efter endt kateterisation kan posen tømmes og sættet foldes sammen til bortskaffelse.

Vedlagt etui til opbevaring af 2-4 stk.

**Indholdsstoffer/materiale:** Termoplastiske elastomerer, polyethylen, ethylen vinyl acetate, glycerin

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I-S

**Steril vare:** Ja

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring uåbnet:** Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys

**Opbevaring åbnet:** -

**Holdbarhed uåbnet:** 2 år

# PRODUKTDATABLAD

Actreen Mini Set 9 cm, 700 ml. pose, klart til brug, prælubrikeret

<b>Holdbarhed åbnet:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af inder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af yder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	Ingen

## Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgs- enhed	Ref.nr.
1055345	Actreen Mini Set	Kvinde kateter, 9 cm*, steril, prælubrikeret, integreret opsamlingspose, 700 ml.	ch. 10	Æske á 30 stk.	STK	229010N
1055346	Actreen Mini Set	Kvinde kateter, 9 cm*, steril, prælubrikeret, integreret opsamlingspose, 700 ml.	ch. 12	Æske á 30 stk.	STK	229012N
1055347	Actreen Mini Set	Kvinde kateter, 9 cm*, steril, prælubrikeret, integreret opsamlingspose, 700 ml.	ch. 14	Æske á 30 stk.	STK	229014N

\* Katetret er 11 cm inkl. konnektor og 9 cm ekskl. konnektor.