

PRODUKTDATABLAD

Actreen Mini Cath 9 cm, klart til brug, prælubrikeret

Actreen Mini Cath 9 cm

Actreen® Mini Cath er et kompakt urinkateter designet til selvkateterisering til kvinder. Katetret er nemt at håndtere og er et klar-til-brug kateter med et feminint og moderne design. Der medfølger et lille etui i hver boks, så man let kan have sine katetre med sig i en diskret indpakning.



Egenskaber

- Hydrofilt coatet med vand og glycerin for nedsat friktion under indsættelse
- Trekantformet gribeplade der gør katetret nemt at håndtere
- Højt placerede og glatte "øjne" i spidsen af kateteret sikrer god blæretømning
- Universel konektor der passer til alle urinposer
- Kort kateter og konektor sikrer hygiejnisk kateterisation ved at undgå kontakt til toilettet

Det er enkelt at benytte med flere åbningsmuligheder, hvilket gør det velegnet ved nedsat motorik.

Vedlagt etui til opbevaring af 2-4 stk.

Indholdsstoffer/materiale: Termoplastiske elastomerer, polyethylen, ethylen vinyl acetate, glycerin

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I-S

Steril vare: Ja

Opbevaring: Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys

Holdbarhed: 2 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Actreen Mini Cath 9 cm, klart til brug, prælubrikeret

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgs-enhed	Ref.nr.
1055340	Actreen Mini Cath	Kvinde/børne kateter, 9 cm*, prælubrikeret, steril	ch. 10	Æske á 30 stk.	STK	228010N
1055342	Actreen Mini Cath	Kvinde/børne kateter, 9 cm*, prælubrikeret, steril	ch. 12	Æske á 30 stk.	STK	228012N
1055344	Actreen Mini Cath	Kvinde/børne kateter, 9 cm*, prælubrikeret, steril	ch. 14	Æske á 30 stk.	STK	228014N

* Katetret er 13 cm inkl. konnektor og 9 cm ekskl. Konnektor.