

# PRODUKTDATABLAD

## IQ nelatonkateter med vand, steril

IQ er et overfladebehandlet nelaton engangskateter med fleksibel spids. Har et kugleformet hoved, der sikrer, at kateteret ubesværet glider op gennem urinrøret og forbi lukkemusklen. Kateteret har desuden glatte og afrundede kateterøjne.

Længden på kateteret er 43 cm, hvilket er lidt længere end et standard engangskateter. Denne øgede længde, stivhed på den nederste del af kateteret samt indpakning med flere åbningsmuligheder, muliggør nemmere indføring og håndtering – selv ved nedsat finger- eller håndmotorik.

Kan desuden anvendes som alternativ til et tiemann kateter.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja / Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I-S
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt og mellem 5-25 grader Celsius
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## IQ nelatonkateter med vand, steril

### Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1057021	IQ	Nelatonkateter med vand, pht fri, 43 cm, steril	Ch. 10	Æske a 30 stk. – Krt a 6 æsker	945392
1057022	IQ	Nelatonkateter med vand, pht fri, 43 cm, steril	Ch. 12	Æske a 30 stk. – Krt a 6 æsker	945393
1057023	IQ	Nelatonkateter med vand, pht fri, 43 cm, steril	Ch. 14	Æske a 30 stk. – Krt a 6 æsker	945394
1057024	IQ	Nelatonkateter med vand, pht fri, 43 cm, steril	Ch. 16	Æske a 30 stk. – Krt a 6 æsker	945395
1057025	IQ	Nelatonkateter med vand, pht fri, 43 cm, steril	Ch. 18	Æske a 30 stk. – Krt a 6 æsker	945396