

PRODUKTDATABLAD

Uson kanylebøtte gul, låg med kanyleaftræk, lav model, 500 ml

Kanylebøtte med låg med kanyleaftræk i lav model

USON er dansk producerede kanylebeholdere, designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehospitaler.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af kanyler, sprøjter mm.

Væsketæt samling mellem beholder og låg.

Har to funktioner – midlertidig og permanent lukning



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: -

Steril vare: Nej

Opbevaring: Tørt og rent

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse vare: Forbrænding

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3151500	Uson kanylebøtte	Gul, låg med kanyleaftræk, lav model	500 ml	Krt. a 100 stk.	4705