

# PRODUKTDATABLAD

## Carboflex - lugtabsorberende kulbandage, rektangulær, steril

Carboflex indeholder fem forskellige lag i en helt unik komposition, der håndterer lugt og sekretion samtidig. I bandagens midte findes et absorberende materiale og en dobbeltvævet struktur af aktivt kul. Det absorberende materiale bidrager til opslugningen af sekret og hindrer sårvesken i at komme i direkte kontakt med det aktive kul. Denne del af produktet dækkes af EMA-film (etylen-methyl-akrylat).



Mod såret ligger selve bandagens kontaktflade, bestående af en 70/30 blanding af alginat/cellulosefibre (Kaltostat/Aquacel Hydrofiber). Kan anvendes ved ildelugtende, væskende, akutte eller kroniske sår (også inficerede sår).

- Absorberer lugt og sekret samtidigt
- Formbar og blød
- Unik komposition
- Fugtig sårheling

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Indholdsstoffer:</b>               | Alginat, CMC Hydrofiber (Carboxymethylcellulose), aktivt kul, polyurethanfilm |
| <b>PVC/phtalater:</b>                 | Nej   |
| <b>Latex:</b>                         | Nej   |
| <b>CE klassifikation:</b>             | CE IIb  |
| <b>Steril vare:</b>                   | ja  |
| <b>Holdbarhed:</b>                    | 3år   |
| <b>Opbevaring:</b>                    | Stuetemperatur, udenfor direkte sollys  |
| <b>Bortskaffelse af vare:</b>         | Forbrænding   |
| <b>Bortskaffelse inder emballage:</b> | Forbrænding/genbrug   |
| <b>Bortskaffelse yder emballage:</b>  | Forbrænding/genbrug   |
| <b>Særlig mærkning:</b>               | Nej   |

# PRODUKTDATABLAD

Carboflex - lugtabsorberende kulbandage, rektangulær, steril

## Sortimentsoversigt

| Varenr. | Navn                 | Varebeskrivelse                                  | Størrelse | Indhold                       | Ref. nr. |
|---------|----------------------|--|-----------|-------------------------------|----------|
| 4277826 | CarboFlex kulbandage | lugtabsorberende kulbandage, rektangulær, steril | 8x15cm    | æske a 5 stk.-krt. a 24 æsker | 403203   |
| 4277827 | CarboFlex kulbandage | lugtabsorberende kulbandage, rektangulær, steril | 10x10cm   | æske a 10 stk.-krt. a 7 æsker | 403202   |
| 4277829 | CarboFlex kulbandage | lugtabsorberende kulbandage, rektangulær, steril | 15x20cm   | æske a 5 stk.-krt. a 28 æsker | 403204   |