

PRODUKTDATABLAD

Avelle NPWT pumpe, bandager og taske, steril

Avelle NPWT er et engangssystem, som kombinerer negativ trykbehandling og hydrofiber teknologi til behandling af sår.

Avelle systemet består af en sårbandage, der er koblet til en lille pumpe, der skaber et undertryk. Avelle bandagen har en skånsom silikoneklæber og et Hydrofiber sårkontaktag, som danner en sammenhængende gel i kontakt med sårveske. Hydrofiber-kernen gelerer ved kontakt med sårveske og binder effektivt sårveske og bakterier i sine fibre. Skumlaget i bandagen hjælper med at fordele undertrykket i hele bandagen. Filmlaget udgør en barriere mod bakterier og vira, tåler brusebad og tillader sårveske at fordampe, hvilket medvirker til den samlede væskehåndtering.

Avelle koblingsslangen har en tilbageløbsventil, som bibeholder det negative tryk ved frakobling af pumpen fra bandagen.

Avelle pumpe og bandage kan købes separat, hvilket gør det til et fleksibelt og omkostningseffektivt system.



PRODUKTDATABLAD

Avelle NPWT pumpe, bandager og taske, steril

Indholdsstoffer:	Silikoneklæber, hydrofiber sårkontaktlag med indsyede forstærkede fibre, hydrofiberkerne, skumlag, filmlag, plast (PURE, tyvek, SAN, LDPE)
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE IIb
Steril vare:	Ja
Holdbarhed:	3 år
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur udenfor direkte sollys, undgå høj luftfugtighed
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug

Sortimentsoversigt

Vare	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4201030	Avelle NPWT	pumpe, engangs			421551
4201031	Avelle NPWT	bandage til Avelle, steril	16 cm x 16 cm	æske a 5 stk	421552
4201032	Avelle NPWT	bandage til Avelle, steril	16 cm x 21 cm	æske a 5 stk	421553
4201033	Avelle NPWT	bandage til Avelle, steril	12 cm x 21 cm	æske a 5 stk	421554
4201034	Avelle NPWT	bandage til Avelle, steril	12 cm x 31 cm	æske a 5 stk	421555
4201035	Avelle NPWT	bandage til Avelle, steril	12 cm x 41 cm	æske a 5 stk - krt a 12 æsker	422155
4201037	Avelle NPWT	bandage til Avelle, steril	21 cm x 26 cm	æske a 5 stk	422156
4201038	Avelle NPWT	bandage til Avelle, steril	26 cm x 26 cm	æske a 5 stk	422157
4201036	Avelle NPWT	taske til pumpe			446650

PRODUKTDATABLAD

Avelle NPWT pumpe, bandager og taske, steril