

PRODUKTDATABLAD

FoamLite skumbandage m/silikoneklæb og border, steril

Anvendes til til behandling af af sår med let eller ingen væskeseekretion. Anvendes til både kroniske og akutte sår.

FoamLite™ ConvaTec-bandagen er en tynd skumbandage med en semipermeabel film og perforeret og hudvenlig silikoneklæber.

FoamLite™ ConvaTec-bandagen er fleksibel og former sig efter kroppen, også på svært bandagèrbare områder. Vandtæt og tåler brusebad.

Kan sidde op i op til 7 dage.



Indholdsstoffer/materiale:	Adhesive coated outer PU film, Polyurethane (PU) Foam, Perforated Silicone trilaminate
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	IIA
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af emballage	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	--

PRODUKTDATABLAD

FoamLite skumbandage m/silikoneklæb og border, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4277243	FoamLite ConvaTec	tynd skumbandage m/silikoneklæb og border, steril	5 cm x 5 cm	æske a 10 stk - krt a 18 æsker	421927
4277244	FoamLite ConvaTec	tynd skumbandage m/silikoneklæb og border, steril	8 cm x 8 cm	æske a 10 stk	421557
4277245	FoamLite ConvaTec	tynd skumbandage m/silikoneklæb og border, steril	5,5 cm x 12 cm	æske a 10 stk - krt a 14 æsker	421563
4277246	FoamLite ConvaTec	tynd skumbandage m/silikoneklæb og border, steril	10 cm x 10 cm	æske a 10 stk - krt a 18 æsker	421559
4277247	FoamLite ConvaTec	tynd skumbandage m/silikoneklæb og border, steril	15 cm x 15 cm	æske a 10 stk - krt a 10 æsker	421561
4277248	FoamLite ConvaTec	tynd skumbandage m/silikoneklæb og border, steril	10 cm x 20 cm	æske a 10 stk - krt a 12 æsker	421928