

PRODUKTDATABLAD

Actico UlcerSys kompressionsstrømpesystem og liner

Actico UlcerSys er et 2-lags, medicinsk kompressionsstrømpesystem, som især anvendes til behandling af og recidivforebyggelse af venøse bensår.

Mens der under den indledende aflastningsfase anvendes kortstræksbandager, skal Actico UlcerSys anvendes over det behandlede sår i selve aflastningsfasen efter ødemreduktion og under stabiliseringsfasen.

Længde

- lægstrømpe
- 2 længder: standard & lang

Detaljer

Fås i 2 farvekombinationer:

- 1 overstrømpe (O) sand + 2 understrømper (U) hvide
- 1 overstrømpe (O) sort + 2 understrømper (U) sand



Understrømpe: 70 % polyamid, 30 % Lycra

Indholdsstoffer/materiale:

Overstrømpe: 65 % polyamid, 35 % Lycra

PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys og tørt.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Forbrænding

PRODUKTDATABLAD

Actico UlcerSys kompressionsstrømpesystem og liner

Mediqs varesortiment


Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4425221	Actico UlcerSys behandlerstrømpe	1 yderstrømpe SAND, 2 inderstrømper HVID	xx-large/lang	æske a 3 stk	32519
4425232	Actico UlcerSys linerstrømpesæt	Linersæt a 3 stk inderstrømpe, HVID	small/standard	æske a 3 stk	32530
4425237	Actico UlcerSys linerstrømpesæt	Linersæt a 3 stk inderstrømpe, HVID	small/lang	æske a 3 stk	32531
4425233	Actico UlcerSys linerstrømpesæt	Linersæt a 3 stk inderstrømpe, HVID	medium/standard	æske a 3 stk	32532
4425238	Actico UlcerSys linerstrømpesæt	Linersæt a 3 stk inderstrømpe, HVID	medium/lang	æske a 3 stk	32533
4425234	Actico UlcerSys linerstrømpesæt	Linersæt a 3 stk inderstrømpe, HVID	large/standard	æske a 3 stk	32534
4425239	Actico UlcerSys linerstrømpesæt	Linersæt a 3 stk inderstrømpe, HVID	large/lang	æske a 3 stk	32535
4425235	Actico UlcerSys linerstrømpesæt	Linersæt a 3 stk inderstrømpe, HVID	x-large/standard	æske a 3 stk	32536
4425240	Actico UlcerSys linerstrømpesæt	Linersæt a 3 stk inderstrømpe, HVID	x-large/lang	æske a 3 stk	32537
4425236	Actico UlcerSys linerstrømpesæt	Linersæt a 3 stk inderstrømpe, HVID	xx-large/standard	æske a 3 stk	32538
4425226	Actico UlcerSys behandlerstrømpe	1 yderstrømpe SORT, 2 inderstrømper SAND	xx-large/standard	æske a 3 stk	39718
4425230	Actico UlcerSys behandlerstrømpe	1 yderstrømpe SORT, 2 inderstrømper SAND	x-large/lang	æske a 3 stk	39717

PRODUKTDATABLAD

Actico UlcerSys kompressionsstrømpesystem og liner

Sådan måler du:

- **Målepunkt cC:** på læggens tykkeste sted
- **Målepunkt cB:** 2–3 cm over malleolen



- **Længde-ID:** 2–3 cm under knæhasen og til gulv

Actico® UlcerSys Medicinsk kompressionsstrømpesystem NYHED

Farve O / U*	Længde	Størrelse	Ankelomkreds cB (cm)	Lægomfang cC (cm)	Benlængde ID (cm)	REF	Pakning
O	Standard	S	19–21	31–39	38–42	32 510	1/16
		M	21–23,5	33–41	38–42	32 512	1/16
		L	23–27	35–44	38–42	32 514	1/16
		XL	27–32	39–48	38–42	32 516	1/16
		XXL	32–37	43–52	38–42	32 518	1/16
	Lang	S	19–21	31–39	> 42	32 511	1/16
		M	21–23,5	33–41	> 42	32 513	1/16
		L	23–27	35–44	> 42	32 515	1/16
		XL	27–32	39–48	> 42	32 517	1/16
		XXL	32–37	43–52	> 42	32 519	1/16
U	Standard	S	19–21	31–39	38–42	39 710	1/16
		M	21–23,5	33–41	38–42	39 712	1/16
		L	23–27	35–44	38–42	39 714	1/16
		XL	27–32	39–48	38–42	39 716	1/16
		XXL	32–37	43–52	38–42	39 718	1/16
	Lang	S	19–21	31–39	> 42	39 711	1/16
		M	21–23,5	33–41	> 42	39 713	1/16
		L	23–27	35–44	> 42	39 715	1/16
		XL	27–32	39–48	> 42	39 717	1/16
		XXL	32–37	43–52	> 42	39 719	1/16

* O = Overstrømme / U = Understrømme

0817 rtk