

PRODUKTDATABLAD

Navina Smart Control unit

Navina Systems er beregnet til TransAnal Irrigation (TAI) ved at tilføre vand til tyktarmens nederste del via et rektalkateter.

Smart system giver mulighed for tilpasning af behandlingsparametre.

Tryk-let-knapper sikrer nem og præcis styring af ballonoppustning, vandtilførselshastighed og vandmængde.

Indbyggede sikkerhedsfunktioner, herunder automatisk maksimum for vandtilførsel og ballonoppustning.

Gemmer automatisk behandlingsoplysninger.

Alle oplysninger er lige ved hånden, intuitive, nemme at forstå og få adgang til.



Indholdsstoffer/materiale:

-

PVC/ftalater:

Nej/Nej

Latex:

Nej

CE klassifikation:

IIA

Steril:

Nej

Opbevaring:

Udenfor direkte sollys, stuetemperatur og tørt.

Holdbarhed fra produktionsdato:

-

Bortskaffelse af vare:

Smides ud efter lokale anvisninger

Bortskaffelse af emballage

Pap-affald

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
1092317	Navina	Smart Control unit	1 stk.	6901411