

PRODUKTDATABLAD

Tegaderm Alginat, steril

Tegaderm Alginat, alginatbandage, steril.
Bandagen er et rent naturprodukt udvundet af brun blæretang. Er velegnet til væskende sår som venøse bensår, diabetiske fodsår, tryksår og lignende.

Virker hæmostatisk på mindre blødninger.

Bandagen kan ligge op til 7 dage

- Stor absorberingsevne



Indholdsstoffer:	Calcium-natrium alginat
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I-S
Steril vare:	Ja
Holdbarhed:	3år
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Særlig mærkning:	Nej

PRODUKTDATABLAD

Tegaderm Alginat, steril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref.nr
4277912	Tegaderm Alginat	steril	5x5cm	æske a 10 stk.-krt. a 10 æsker	90110
4277914	Tegaderm Alginat	steril	10x10cm	æske a 10 stk.-krt. a 5 æsker	90112
4277916	Tegaderm Alginat	steril	10x20cm	æske a 5 stk.-krt. a 4 æsker	90114
4277918	Tegaderm Alginat	til caviteter, steril	2 gr, 30cm	æske a 5 stk.-krt. a 4 æsker	90120