

PRODUKTDATABLAD

Coban 2, 2-lags kompressionssystem, Coban 2 LITE, 2-lags kompressionssystem

Coban 2 og Coban 2 lite kompressionssystem består af 2 komponenter - komfortlaget og kompressionslaget og er udviklet til at give vedvarende kompression i op til 7 dage.

Coban 2 kompressionssystemet er udviklet, til behandling af diagnosticerede venøse lidelser, hvor ABPI (ankel-arm-indeks) er mellem 0,8-1,3. Bandagen giver et kompressionstryk på ca. 40mmHg.

Coban 2 lite kompressionssystemet er udviklet, til behandling af patienter der er mindre tolerante overfor kompression, hvor ABPI (ankel-arm-indeks) er mellem 0,5-0,8.

Bandagen giver et kompressionstryk på ca. 25-30mmHg og hviletrykket er reduceret med ca. 25%.

Begge systemer giver patienterne mulighed for at anvende eget fodtøj og tøj og er uden latex.

Coban 2 og Coban 2 lite kan købes i "kit" indeholdende komfort OG kompressionslag. Alternativt kan hhv. komfortlag og kompressionslag købes separat.



Indholdsstoffer:	Polyesterfibre, Spandex (elasthan), neoprene, pigmentering
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE I
Steril vare:	Nej
Holdbarhed:	3år
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur, max 25gr, udenfor direkte sollys
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder og yder emballage:	Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

Coban 2, 2-lags kompressionssystem, Coban 2 LITE, 2-lags kompressionssystem

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4425160	Coban 2 kompressionsbehandling	Coban 2 kompressionssystem, kit	bind skumlag 10cmx2,7m, kompres.lag 10cmx4,7m	æske a 2 bind - krt. a 8 æsker	2094
4425161	Coban 2 Lite kompressionsbeh	Coban 2 lite kompressionssystem, kit	bind skumlag 10cmx2,7m, komp.lag 10cmx4,7m	æske a 2 bind - krt. a 8 æsker	2794E
4425163	Coban 2 kompressionsbehandling	Coban 2 kompressionssystem, kit	bind skumlag 15cmx3,5m, komp.lag 15cm x 4,5m	æske a 2 bind - krt. a 8 æsker	20096
4216755	Coban	komfortlag Coban 2 Lite	7,5 cm x 2,7 m	æske a 18 stk - krt a 4 æsker	20713
4216756	Coban	komfortlag Coban 2 Lite	10 cm x 2,7 m	æske a 18 stk - krt a 2 æsker	20714
4216757	Coban	komfortlag Coban 2 Lite	15 cm x 2,7 m	æske a 10 stk - krt a 4 æsker	20716
4216760	Coban	kompressionsbind Coban 2 Lite	2,5 cm x 3,5 m	æske a 36 stk - krt a 4 æsker	20721
4216761	Coban	kompressionsbind Coban 2 Lite	7,5 cm x 3,5 m	æske a 32 stk - krt a 4 æsker	20723
4216762	Coban	kompressionsbind Coban 2 Lite	10 cm x 3,5 m	æske a 32 stk - krt a 2 æsker	20724
4216763	Coban	kompressionsbind Coban 2 Lite	15 cm x 3,5 m	æske a 15 stk - krt a 4 æsker	20726
4216770	Coban	komfortlag Coban 2	5 cm x 1,2 m	æske a 32 stk - krt a 4 æsker	20012H
4216771	Coban	komfortlag Coban 2	10 cm x 3,5 m	æske a 18 stk - krt a 2 æsker	20014
4216772	Coban	komfortlag Coban 2	15 cm x 3,5 m	æske a 10 stk - krt a 4 æsker	20016
4216780	Coban	kompressionsbind Coban 2	5 cm x 2,7 m	æske a 32 stk - krt a 4 æsker	20022
4216781	Coban	kompressionsbind Coban 2	10 cm x 4,5 m	æske a 32 stk - krt a 2 æsker	20024
4216782	Coban	kompressionsbind Coban 2	15 cm x 4,5 m	æske a 15 stk - krt a 4 æsker	20026