

PRODUKTDATABLAD


MDD, Hybrid snare, wire 0.4 mm, length 230, 15 mm

Hybrid snare kan bruges med og uden HF-strøm

360° rotation gør det nemmere at fange polypper, samt skånsom fjernelse af væv

- Optimeret slynge design
- Præcist, ensartet snit
- Højt kontrolniveau

Individuelt sterilt pakket



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	IIA
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	Se eventuelt datoafmærkning
Bortskaffelse af vare:	I henhold til gældende lokale regler
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
8100178	MDD	Hybrid slynge	L: 230 cm, 10 mm	Æske af 10 stk	OVA-HYB-24-10-230