

PRODUKTDATABLAD

Optilube katetergel

Anvendes som glidemiddel ved anlæggelse af kateter eller andre procedurer der kræver smøremiddel. Gelen har en høj viskositet og fordeler sig jævnt på alle overflader. Indeholder ikke bedøvende eller desinficerende middel.



Indholdsstoffer/materiale:	Vandbaseret gel
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ila
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt og uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	4 år
Bortskaffelse af vare:	I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0804195	Optilube	katetergel	42 g	Æske a 12 tuber	60101121