

# PRODUKTDATABLAD

## Navleklemme, steril

Steril navleklemme i hvid HDPE til klemning af navlestrengen inden den klippes af.

Navleklemmen er latexfri.

Til engangsbrug.



**Indholdsstoffer/materiale:** HDPE

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**CE klassifikation:** Klasse I-S

**Steril:** Ja – ETO steriliseret

**Opbevaring uåbnet:** Opbevares tørt og væk fra direkte sollys samt fugt

**Opbevaring åbnet:** Engangsprodukt

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Holdbarhed åbnet:** Engangsprodukt

**Bortskaffelse vare:** Bortskaffes efter lokale protokoller

**Bortskaffelse emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** -

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1202000	Navleklemme	Navleklemme, steril	STK	460002

2224-0051-01 / 07.10.2019