


PRODUKTDATABLAD

NovoFine® penkanyle

Penkanyle, som skal anvendes sammen med en insulinpen. Kanylen skrues på insulinpennen. Passer til gængse insulinpenne som både forfyldte og flergangsinsulinpenne.

Penkanylen er steril og facetslebet. Den del af nålen som går igennem patientens hud er coatet med silikone på hele overfladen, for at lette indtrængen i huden og minimere vævsskader. Penkanylen er engangsmateriale, og derfor anbefales det at kanylen skiftes efter hver injektion.



Indholdsstoffer/materiale:	PP, PE, lim, silikone olie, kirurgisk stål, dækpapir
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja, ETO (Ethylene oxide)
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale retningslinier. Kanylebøtte
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

NovoFine® penkanyle

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3080054	Novofine	Penkanyle, 32Gx1/4", steril	6 mm x 0,23/0,25 mm (32G)	æske a 100 stk.	932238
3080055	Novofine	Penkanyle, 32G/1/4", steril	4 mm x 0,23/0,25 mm (32G)	æske a 100 stk.	7202609
3080057	Novofine	Penkanyle, 30Gx1/3", steril	8 mm x 0,3 mm (30G)	æske a 100 stk.	203190