

PRODUKTDATABLAD

Mepitac silikonetape

Blød silikonebelagt fikseringstape med Safetac® teknologi, hvilket minimerer traume og smerte ved aftagning. Ideel fiksering for patienter med sart og skrøbelig hud. Blid fiksering uden stripping af epitelceller.

Mepitac er nem at klippe til, er vandafvisende og efterlader ingen klæberester. Ideel til neonatal, stomi- og dialysepatienter, hvor gentagne påsætninger og aftagninger er nødvendige.

Mepitac kan anvendes til fiksering af medicinsk udstyr som dræn, slanger, sonder, elektroder, IV kanyler og forbindinger.



Indholdsstoffer/materiale: Polyamid/polyester, polyurethanfilm, medicinsk silikone "Safetac"

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: nej

Holdbarhed uåbnet: 5år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Mepitac silikonetape

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varefamilie	Størrelse	Indhold	Ref. nr
4011593	Mepitac	fikseringstape med Safetac silikone	2cmx3m	krt. a 12 stk.	298300
4011594	Mepitac	fikseringstape med Safetac silikone	4cmx1,5m	krt. a 12 stk.	298400