

PRODUKTDATABLAD

Mepilex Border Post-Op skumbandage, steril

Mepilex Border Post-Op er en alt-i-en post-op bandage, som meget effektivt absorberer og håndterer væske fra kirurgiske sår.

Safetac silikone laget sikrer at bandagen kan skiftes uden at beskadige såret eller den omkringliggende hud og mindsker derved smerte hos patienten. Safetac laget forsegler sårkanterne, hvilket forhindrer væsken i at løbe ud på den omkringliggende hud og minimerer derved risikoen for maceration og filmen sikrer at der ikke kommer bakterier mm ind til såret samt at brusebad er muligt.

Den absorberende pude giver en høj fleksibilitet og en effektiv formbarhed over led som hofter og knæ, hvilket fremmer patientens mobilisering.

Mepilex Border Post-Op kan blive siddende i op til 7 dage, afhængig af sårets tilstand og den omkringliggende hud, eller som indikeret ved almindelig klinisk praksis.



Indholdsstoffer/materiale: Polyurethanskum, polyurethanfilm, Safetac silikone

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CEIIa

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 3år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding som almindelig husholdningsaffald

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Stuetemperatur udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Mepilex Border Post-Op skumbandage, steril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Re.f. nr.
4277223	Mepilex Border Post OP	bandage, sårpude 3,5 cm, steril	6 cm x 8 cm	æske a 10 stk - krt a 8 æsker	496100-01
4277224	Mepilex Border Post OP	bandage, sårpude 4,5 x 6 cm, steril	9 cm x 10 cm	æske a 10 stk - krt a 7 æsker	496200-01
4277225	Mepilex Border Post OP	bandage, sårpude 4,5 x 10 cm, steril	10 cm x 15 cm	æske a 10 stk - krt a 10 æsker	496300-01
4277226	Mepilex Border Post OP	bandage, sårpude 4,5 x 14,5 cm, steril	10 cm x 20 cm	UDGÅET	495400
4277227	Mepilex Border Post OP	bandage, sårpude 4,5 x 19,5 cm, steril	10 cm x 25 cm	æske a 10 stk - krt a 6 æsker	496450
4277228	Mepilex Border Post OP	bandage, sårpude 4,5 x 24 cm, steril	10 cm x 30 cm	æske a 10 stk - krt a 4 æsker	496600-02
4277229	Mepilex Border Post OP	bandage, sårpude 4,5 x 29 cm, steril	10 cm x 35 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	496650-01
4277231	Mepilex Border Post OP	bandage, sårpude 4,5 x 14,5 cm, steril	10 cm x 20 cm	æske a 10 stk - krt a 12 æsker	496400