

# PRODUKTDATABLAD

## Melgisorb Plus - alginatbandage, steril

Melgisorb Plus er en absorberende alginatbandage som kan bruges til en bred vifte af moderat til kraftigt væskende sår.

Bandagen består af fibre lavet af calcium sodium alginat.

Bandagen absorberer og retinerer sårekssudat og har hæmostatiske egenskaber.



- Højabsorberende
- Skaber en gel ved kontakt med sårekssudat eller saltvand
- Kan tilklippes
- Stærkt materiale sikrer at produktet kan fjernes i ét stykke

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Calcium, sodium, alginat, nonwoven fibre
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	IIB
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Melgisorb Plus - alginatbandage, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4279106	Melgisorb Plus	alginatbandage, steril	10 x 10 cm	æske a 10 stk - krt a 10 æsker	252200
4279107	Melgisorb Plus	alginatbandage, steril	3 x 45 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	253500