

PRODUKTDATABLAD

Innomed 2-vejs suprapubisk kateter

Innomed suprapubisk kateter

Innomed suprapubisk kateter er et 100 % silikonekateter med integreret ballon. Dette bevirker, at kateteret fylder mindre og er mere plant, når det tages ud, hvilket reducerer risikoen for blødning og irritation i indstikskanalen.

Kateteret har åben tip og en kort lige spids med centralt hul og to sidehuller, der giver øget flow, mindre blæreirritation samt mulighed for at skifte over en guide.



Indholdsstoffer/materiale: PP, Silikone, PTFE, PET, PE

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIb

Steril vare: Ja, EO-steriliseret

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Tørt, mellem 5 – 25 °C og beskyttet mod direkte sollys.
Må ikke opbevares på en måde, således at produktet deformeres eller pakningen beskadiges.

Holdbarhed: 3 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Innomed 2-vejs suprapubisk kateter

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0637030	Innomed	2-v suprapubisk kateter, silikone, 30 cm, steril	Ch. 12	Æske a 10 stk.	202702
0637031	Innomed	2-v suprapubisk kateter, silikone, 30 cm, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	202704
0637032	Innomed	2-v suprapubisk kateter, silikone, 30 cm, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	202706
0637033	Innomed	2-v suprapubisk kateter, silikone, 40 cm, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	940702
0637034	Innomed	2-v suprapubisk kateter, silikone, 40 cm, steril	Ch. 12	Æske a 10 stk.	940701
0637035	Innomed	2-v suprapubisk kateter, silikone, 40 cm, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	940703
0637036	Innomed	2-v suprapubisk kateter, silikone, 40 cm, steril	Ch. 10	Æske a 10 stk.	940299
0637037	Innomed	2-v suprapubisk kateter, silikone, 40 cm, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	940704