

# PRODUKTDATABLAD

## BD Emerald 3-komp. sprøjte, luer, centrisk, steril

3-komponent sprøjte fra BD er produceret med minimal ressourceforbrug

- Produceret med op til 30% mindre materiale end andre sprøjter, hvilket minimerer affaldsmængden
- Glasklar plastcylinder for kontrol af indhold
- Grønt stempel og graveret skalatryk for præcis og sikker dosering
- Robust stempelring forhindrer, at stempelstangen trækkes ud
- Ergonomisk udformet stempelstang for behageligt greb
- Mærkbar struktur på trykflade for sikker administration



**Indholdsstoffer/materiale:** Polypropylen, TPE, silikoneolie, epoxyresin

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse Is

**Steril:** Ja

**Opbevaring:** Tørt, ved stuetemperatur

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3021170	BD Emerald 3-komp. sprøjte	Luer, centrisk, grad/ 0,1ml steril	2 ml	Æske a 100 stk. – Krt. a 30 æsker	307727
3021171	BD Emerald 3-komp. sprøjte	Luer, centrisk, grad/ 0,2ml steril	5 ml	Æske a 100 stk. – Krt. a 20 æsker	307731
3021172	BD Emerald 3-komp. sprøjte	Luer, centrisk, grad/ 0,2ml steril	10 ml	Æske a 100 stk. – Krt. a 12 æsker	307736