

PRODUKTDATABLAD

Freka, PEG gastrostomisonde

Langtids intragastrisk ernæringssonde/sæt.

Gastrisk CH/FR 15
ENFit Connector
13cm skaftlængde
Ydre diameter: 5mm
Indre diameter: 3.6mm

Key features:

- Latexfri silikonerør - ballonfastholdelse
- ENFit connector
- Afrundet distal åbning
- Ballon med lang levetid
- Introducer enhed
- 10 ml luer-sprøjte (kun til slangeoppumpning)
- Rørklemme
- Radiouigennemsigtig ring og strimmel
- Latex, PVC, DEHP fri

Freka PEG gastronomisonde er designet til at have en brugstid på 6 måneder.



Ingredienser:

-

Indikation:

Anvendes til patienter med behov for enteral indgift af ernæring, væske og medicin samt til gastrisk dekompression.

Doseringer:

-

Opbevaring uåbnet:

Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys.

Opbevaring åbent:

-

Holdbarhed uåbnet:

2 år

Holdbarhed åbent:

-

Bemærkninger:

Produktet er til engangsbrug.

Mediq varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1126278	Freka	PEG gastrostomisonde	Ch 15	Æske a 5 stk	7755648