

PRODUKTDATABLAD

Portex® BLUselect Ultra® inderkanyler

Inderkanyler til tracheostomituben BlueSelect®

Inderkanylen findes både med og uden hul.
Den er DHEP-fri og MR kompatibel

- Inderkanyler uden hul er transparent
- Inderkanyler med hul er rød

Varenummer 1895501 og 1895502 indeholder både en fenestret inderkanyler (rød) og en ufenestret inderkanyler (transparent)



PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja, EO-steriliseret
Opbevaring:	Mørkt og køligt
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Portex® BLUselect Ultra® inderkanyle

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Tracheostomitubens indv. diam.	Inderkanylens indv. diam.	Indhold	Ref. nr.
1895496	Portex BLUselect	inderkanyle uden hul, steril	6 mm	5 mm	Æske á 2 stk.	101/850/060CZ
1895497	Portex BLUselect	inderkanyle uden hul, steril	7 mm	6 mm	Æske á 2 stk.	101/850/070CZ
1895498	Portex BLUselect	inderkanyle uden hul, steril	7,5 mm	6,5 mm	Æske á 2 stk.	101/850/075CZ
1895499	Portex BLUselect	inderkanyle uden hul, steril	8 mm	7 mm	Æske á 2 stk.	101/850/080CZ
1895500	Portex BLUselect	inderkanyle uden hul, steril	9 mm	8 mm	Æske á 2 stk.	101/850/090CZ
1895501	Portex BLUselect	inderkanyle med og uden hul, steril	7 mm	6 mm	Æske á 2 stk.	101/851/070CZ
1895502	Portex BLUselect	inderkanyle med og uden hul, steril	8 mm	7 mm	Æske á 2 stk.	101/851/080CZ