

PRODUKTDATABLAD

Gibeck Humid-Vent Compact filter, vinklet

Kombineret HME og bakteriel/viral åndingsfilter

Filtrations effektivitet på 99,9999%.

Den vinklede enhed betyder, at der ikke er behov for at bruge ekstra konnektorer.

Filteret er ideelt på intensivafdelinger og ved narkose.

Dead space: 38 ml

Vægt: 32 g

Konnektorer: 22 M / 15 F – 15 M / 22 F

Medium: HME delen er hygroskopisk bakteriostatisk microwell papir. Filteret er hydrofobisk dybdefilter af polypropylen, der er elektrostatisk ladet.

Respirationsvolumen (V_T): 150 - 1000 ml

Flow modstand ved 60 l/min: 1,8 cm H_2O

Fugttab: 6 mg H_2O /l ved V_T 500 ml
7 mg H_2O /l ved V_T 750 ml
7 mg H_2O /l ved V_T 1000 ml

Fugtoutput: 31 mg H_2O /l ved V_T 600 ml
30 mg H_2O /l ved V_T 800 ml
30 mg H_2O /l ved V_T 1000 ml

Bakteriel effektivitet > 99,9999%

Viral effektivitet > 99,999%

Mycobacterium tuberkulose > 99,999%

Til engangsbrug.

Pakket individuelt.



2030-0581-01 / 28.08-2015

PRODUKTDATABLAD

Gibeck Humid-Vent Compact filter, vinklet

Indholdsstoffer/materiale:	Huset: methylnmethacrylate, ethylacrylate-copolymer og polypropylen Port: ABS Filter: ikke-vævet luft filtration media Microwell Strip: kraftpapir
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ila
Steril vare:	Nej – produktet er rent
Opbevaring:	I original indpakning, væk fra direkte sollys
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Efter lokal protokol

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. Nr.
1540060	Gibeck	Humid-Vent filter compact, vinklet	Æske a 25 stk.- karton a 10 æsker	J18402

2030-0581-01 / 28.08-2015