

PRODUKTDATABLAD

Gibeck Iso-Gard filter, lille, lige, steril, med kapnografi port

Ideal til anvendelse i anæstesi og intensiv afdeling.
Kan både bruges til børn og voksne

Dead space: 20 ml
Vægt: 15 g.

Konnektorer: 22M / 15F – 15M

Medium: hydrofobisk dybde filter fremstillet af polypropylen, elektrostatisk ladet

Respirationsvolumen: 150-1000 ml

Flow modstand: Ved 30 l/min, 1,9 cm H₂O

Bakteriel effektivitet > 99,9999%
Viral effektivitet > 99,999%



Indholdsstoffer/materiale: Huset: methyl methacrylate, ethyl acrylate copolymer og polypropylen
Port: ABS
Filter: ikke-vævet luft filtration media

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Ila

Steril vare: Ja

Opbevaring: I original indpakning, væk fra direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Efter lokal protokol

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. Nr.
1540419	Gibeck	Iso-Gard bac./virus filter, lige, lille, steril	Æske a 50 stk.	J19511

2030-1151-01 / 24.11-2015