

# PRODUKTDATABLAD

## Pennine Bobbel slange

Bobbel slange (30 m) leveres i en praktisk dispenserboks.

Slangen er ekstruderet med en bobbel ved hver 0,90 m interval.

Skær igennem boblen ved den ønskede længde for at få enten en han- eller hun-ende, som vil passe en sugespids eller et sugekater.

Det er tiltænkt, at produktet normalt er beregnet til kontinuerligt brug i mindre end 60 minutter. I den periode er produktet patientspecifikt.

Str.: 28CH



**Indholdsstoffer/materiale:** PVC

**PVC/ftalater:** Ja/ (DEHP-fri)

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I-S

**Steril vare:** Nej

**Opbevaring:** Opbevares ved temperaturer mellem 3 – 30 °C

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Bortskaffes iht. lokale regler

### Mediq varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1615015	Pennine	Bobbel slange	7,0 mm	Rl. a 30 m	SL-8007

2218-0101-01 / 18.04.2016