

# PRODUKTDATABLAD

## Flexislip® Indføringsmandrin, stilet, steril

### Stilet

Formbar stærk og glat stilet.

Er buet for enden, hvilket sikrer, at stiletten ikke forsvinder i tuben og let at styre.



Blød afrundet spids i friktionsfrit materiale. Der er således ikke behov for lubrikeringsmiddel.

Steril og latexfri.

**Indholdsstoffer/materiale:** Stål med PP belægning

**PVC/Ftalater:** Ja/Ja (DEHP)

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse IIa

**Steril:** Ja

**Opbevaring:** Tørt og mørkt ved stuetemperatur

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Bortskaffelse vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse emballage:** Forbrænding/Genbrug

**Bemærkning:** –

# PRODUKTDATABLAD

## Flexislip® Indføringsmandrin, stylet, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	I.D (mm)	O.D (mm)	Indhold	Ref. nr.
1882931	Rüsch	Flexislip indføringsmandrin, stylet 335 mm, steril	ch. 10	3,28	3,5	Æske a 20 stk.	503700-000100
1882932	Rüsch	Flexislip indføringsmandrin, stylet 366 mm, steril	ch. 12	3,93	4,0	Æske a 20 stk.	503700-000120
1882934	Rüsch	Flexislip indføringsmandrin, stylet 366 mm, steril	ch. 14	4,60	5,0	Æske a 20 stk.	503700-000140