

# PRODUKTDATABLAD

## Rüschflex trachealtube, spiraltube med cuff Murphy 1 øje, steril

Rüschflex trachealtube er en forstærket, præformet og buet spiraltube med lavtryksmanchet, der anvendes fra korte til mellemlange intubationer. Er egnet til såvel nasal som oral brug.

Tube er røntgentæt og gradueret og har en fikseret hvid konektor, blå pilotballon samt ventil til Luer og Luer-Lock kanyler.

Har atraumatisk spids, rund afpudset Murphys eye og tydelig stemmelæbemærkning til identificering af korrekt placering.

Længde og størrelse ses på tuben.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC, PP, stål forstærkning
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Ja
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril:</b>	Ja, eto- steriliseret
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt, mørkt og ved rumtemperatur
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Rüschflex trachealtube, spiraltube med cuff Murphy 1 øje, steril

### Mediq varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1884135	Rüschflex trachealtube	Spiraltube med cuff, Murphy 1 øje, steril	3,5 mm	Æske a 5 stk.	104202-000035
1884140	Rüschflex trachealtube	Spiraltube med cuff, Murphy 1 øje, steril	4,0 mm	Æske a 5 stk.	104202-000040
1884145	Rüschflex trachealtube	Spiraltube med cuff, Murphy 1 øje, steril	4,5 mm	Æske a 5 stk.	104202-000045
1884150	Rüschflex trachealtube	Spiraltube med cuff, Murphy 1 øje, steril	5,0 mm	Æske a 5 stk.	104202-000050
1884155	Rüschflex trachealtube	Spiraltube med cuff, Murphy 1 øje, steril	5,5 mm	Æske a 5 stk.	104202-000055
1884160	Rüschflex trachealtube	Spiraltube med cuff, Murphy 1 øje, steril	6,0 mm	Æske a 5 stk.	104202-000060
1884165	Rüschflex trachealtube	Spiraltube med cuff, Murphy 1 øje, steril	6,5 mm	Æske a 5 stk.	104202-000065
1884170	Rüschflex trachealtube	Spiraltube med cuff, Murphy 1 øje, steril	7,0 mm	Æske a 5 stk.	104202-000070
1884175	Rüschflex trachealtube	Spiraltube med cuff, Murphy 1 øje, steril	7,5 mm	Æske a 5 stk.	104202-000075
1884180	Rüschflex trachealtube	Spiraltube med cuff, Murphy 1 øje, steril	8,0 mm	Æske a 5 stk.	104202-000080
1884185	Rüschflex trachealtube	Spiraltube med cuff, Murphy 1 øje, steril	8,5 mm	Æske a 5 stk.	104202-000085
1884190	Rüschflex trachealtube	Spiraltube med cuff, Murphy 1 øje, steril	9,0 mm	Æske a 5 stk.	104202-000090
1884195	Rüschflex trachealtube	Spiraltube med cuff, Murphy 1 øje, steril	9,5 mm	Æske a 5 stk.	104202-000095
1884198	Rüschflex trachealtube	Spiraltube med cuff, Murphy 1 øje, steril	10 mm	Æske a 5 stk.	104202-000100