

PRODUKTDATABLAD

Codan spike chemoprotect micro spike SWAN

CODAN Chemoprotect® Micro spike med SWAN. Codan Chemoprotect® er et kompakt og brugervenligt system til fremstilling af cytostatika, der forenkler arbejdet med infusion terapi. Systemet sikrer optimal sikkerhed i håndteringen af medicin med et enkelt design, der er yderst brugervenligt og den special designede spids med fingergreb.

Sterilt filter med 0.2µm og partikelfilter 5µm. Produktet er PVC frit og leveres i en æske med 50 stk.



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Is
Steril:	Ja
Opbevaring:	Ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Codan spike chemoprotect micro spike SWAN

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1902508	Codan spike	Chemoprotect micro spike SWAN	Æske a 50 stk.	165292