

PRODUKTDATABLAD

Extrudan insufflationssslange med filter, 50 L/min, LL, ch. 25


Insufflationsslangen bruges til at puste abdomen op med.

HEPA filteret gør, at der ikke løber væske tilbage i flasken med CO₂ og ingen partikler blæses ind i patienten.

Filterkapacitet: 50 l/min

Materialer:

1. Luer af SBC
2. PVC Shore A 73 for slange
3. Insufflationsfilter af PP og hydrofobisk membrane
4. Normkonnektor af SBC



Indholdsstoffer/materiale: SBC, PP, PVC, blødgører: DEHT

PVC/ftalater: Ja/Nej (DEHP-fri)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja

Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900218	Extrudan	Insufflationssslange med filter 50L/min LL ch. 25	5,8/8,3 mm	Æske a 25 stk.	1725 3000 83

2104-0451-01 / 30.01.2018