

# PRODUKTDATABLAD

## NOBAPAD syntetisk polstervat, usteril/steril

Særdeles blød og strækbar polstringsbandage, fremstillet af bindemiddelfri syntetisk vat. Bandagen kan bruges som polstring ved behandlinger med gips-, polyester- eller glasfiberbandager. Bandagen er ligeledes velegnet til polstring af Cramer-skiner, Volkmann-skiner eller andre upolstrede skinner, eller som polstring under kompressionsbandager.

Hver bandagerulle er indpakket i praktisk papir.

Produktet kan rives eller klippes over.

Produktet er til engangsbrug.



<b>Indholdsstoffer:</b>	Polyester
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	MD klasse I (usteril) og I-S (steril)
<b>Steril vare:</b>	Nej/ja
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	Usteril 5 år, steril 3 år fra sterilisationsdato
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af inderemballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse af yderemballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

# PRODUKTDATABLAD

## NOBAPAD syntetisk polstervat, usteril/steril

### Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4470004	Nobapad	Polstervat, syntetisk, ikke absorberende	4cmx3m	æske a 20 stk.-krt. a 6 æsker	600804
4470006	Nobapad	Polstervat, syntetisk, ikke absorberende	6cmx3m	æske a 20 stk.-krt. a 6 æsker	600806
4470008	Nobapad	Polstervat, syntetisk, ikke absorberende	8cmx3m	æske a 20 stk.-krt. a 6 æsker	600808
4470010	Nobapad	Polstervat, syntetisk, ikke absorberende	10cmx3m	æske a 20 stk.-krt. a 6 æsker	600810
4470015	Nobapad	Polstervat, syntetisk, ikke absorberende	15cmx3m	æske a 20 stk.-krt. a 3 æsker	600815
4470030	Nobapad	Polstervat, syntetisk, ikke absorberende, steril	10cmx3m	Æske a 10 stk.-krt. a 8 æsker	601810
4470031	Nobapad	Polstervat, syntetisk, ikke absorberende, steril	6cmx3m	æske a 10 stk.-krt. a 10 æsker	601806