

PRODUKTDATABLAD

Flexicare, ventilationspose, silikone, flergangs

Flexicare silikone ventilationspose designet til brug i halvåbne ventilationssystemer eller med anæstesimaskiner.

- Genanvendelig og autoklaverbar. Tåler maskinvask.
- Ftalat-fri materialer der sikrer en reduceret risiko for PFT sensitivitet og allergi
- Integreret hang til fastgørelse
- Tilgængelig i forskellige størrelser for at imødekomme patientbehov



Indholdsstoffer/materiale: Silikone

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: IIA

Steril: Nej

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: -

Bortskaffelse af vare: Gældende retningslinjer

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1882438	Flexicare	ventilationspose, silikone, flergangs	1,5 l	æske a 5 stk	038-82-915SIL
1882439	Flexicare	ventilationspose, silikone, flergangs	2 l	æske a 5 stk	038-81-920SIL
1882440	Flexicare	ventilationspose, silikone, flergangs	2,3 l	æske a 5 stk	038-81-923SIL
1882441	Flexicare	ventilationspose, silikone, flergangs	3 l	æske a 5 stk	038-81-930SIL