

PRODUKTDATABLAD

Warwick kileformet frakturebækken, ekstra kraftigt, m. låg

Frakturebækken med låg og håndtag.
Bækkenet er fremstillet af ekstra stærkt letvægtsmateriale og velegnet til bariatriske patienter. Låget forebygger lækage og spild, og reducerer dårlig lugt.



Anvendelse

- Voksenbækken med låg
- til immobile/sengeliggende patienter

Produktets egenskaber

- Stærk og holdbar
- Garanteret 1000 genbehandlinger
- Grebsvenligt håndtag og låg
- Rengøres og desinficeres i automatisk vaske-dekontaminator 80/90°C, eller håndvaskes.
- Velegnet til bariatrisk brug - vægttestet op til 160 kg
- Glatte kanter og overflader

Dimensioner: 449x309x99 mm
Volumen: 1500 ml

Indholdsstoffer/materiale:	Bækken: PP Emballage : PE pose, pap karton
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, væk fra direkte sollys, stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	36 måneder/ minimum 1000 genbehandlingscyklusser
Bortskaffelse af vare:	Kasseres rengjort til genanvendelig plast
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genanvendelse

PRODUKTDATABLAD

Warwick kileformet frakturbækken, ekstra kraftigt, m. låg

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. nr.
0254019	Warwick	kileformet frakturbækken m. låg, ekstra kraftigt	Krt a 12 stk.	KRT	FPN