

PRODUKTDATABLAD

GBUK pH indikatorstrimmel

En enkel og ubesværet metode til at konstatere pH-værdien af opløsninger med en velkendt farveskala.

- Nøjagtig til pH +/-0.2.
- Høj kvalitets pH-papir.
- Blødningsfri testpuder.
- Fås i 0-6 og 2-9.



Materialer:	-
Indikation:	Anvendes til konstatering af pH-værdi af opløsninger
Klassifikation:	I
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Tørt og uden for direkte sollys
Holdbarhed:	2 år
Bortskaffelse:	Forbrænding

Mediq varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123091	GBUK	pH indikatorstrimmel	-	Rør a 100 stk	pHX2-9pH

For sundhedsfagligt personale