

# PRODUKTDATABLAD

## Micro-Tech Metal Biliary Stent, Shortwire, cylinder, Ø 10 mm, non-cov


Micro-Tech Biliary SHOW-Metal-Stent anvendes til applikationer i galdekanalen og er velegnet til både korte og lange trådsystemer.

Stenten er lavet af fleksibel nitinol-tråd med autraumatiske stentender med bløde kanter, og er dermed designet til at tilpasse sig galdevejens betingelser.

Den automatiske udgang af guidewiren ligger ved ca. 30 cm fra den distale ende.

### Egenskaber:

- Kompatibel med både kort og lang wire
- Ingen forberedelse eller skylning nødvendig
- God synlighed gennem tantomarkører
- Flexibelt påføringssystem, der letter placeringen
- Stents med fire forskellige længder hhv. 40, 60, 80 og 100 mm, hvilket tilbyder den ideelle løsning for en hver operation



**Indholdsstoffer/materiale:** -

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** I

**Steril:** Ja

**Opbevaring:** Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys

**Holdbarhed fra produktionsdato:** -

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Genbrug

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

Micro-Tech Metal Biliary Stent, Shortwire, cylinder, Ø 10 mm, non-cov

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
8100186	Micro-Tech Metal Biliary Stent	Shortwire,cylinder, Ø 10 mm, non-cov	60 mm	æske a 1 stk	RST43-001-10.060
8100188	Micro-Tech Metal Biliary Stent	Shortwire,cylinder, Ø 10 mm, non-cov	80 mm	æske a 1 stk	RST43-001-10.080
8100418	Micro-Tech Metal Biliary Stent	Shortwire,cylinder, Ø 10 mm, non-cov	40 mm	æske a 1 stk	RST43-001-10.040
8100419	Micro-Tech Metal Biliary Stent	Shortwire,cylinder, Ø 10 mm, non-cov	100 mm	æske a 1 stk	RST43-001-10.100
8100420	Micro-Tech Metal Biliary Stent	Shortwire,cylinder, Ø 10 mm, part-cov	40 mm	æske a 1 stk	RST43-002-10.040
8100421	Micro-Tech Metal Biliary Stent	Shortwire,cylinder, Ø 10 mm, part-cov	60 mm	æske a 1 stk	RST43-002-10.060
8100422	Micro-Tech Metal Biliary Stent	Shortwire,cylinder, Ø 10 mm, part-cov	80 mm	æske a 1 stk	RST43-002-10.080
8100423	Micro-Tech Metal Biliary Stent	Shortwire,cylinder, Ø 10 mm, part-cov	100 mm	æske a 1 stk	RST43-002-10.100