

PRODUKTDATABLAD

Micro-tech kold polypslynge

Kold slyngen fra MICRO-TECH er en kold slynge, der frem for alt anvendes til resektion af små polypper op til 10 mm. Den tynde cutting wire blev specielt udviklet til kold resektion og skaber et meget præcist, rent snit i kombination med snare-designet optimeret til udskæring af små polypper. Den udskårne polyp er fri for termiske defekter og sikrer, at den histologiske vurdering giver værdifuld information.



Specifikke egenskaber:

- Udviklet til små polypper & lt; 10 mm
- Speciel udviklet skæretråd/li>
- Optimeret slynge design
- Præcist, ensartet snit
- Højt kontrolniveau
- Ergonomisk greb
- Blå håndtag

Indholdsstoffer/materiale: -

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: IIA

Steril: Ja

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: Se eventuelt datoafmærkning

Bortskaffelse af vare: I henhold til gældende lokale regler

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
8100191	Micro-tech	Cold snare	10 mm / 230 cm	Æske af 10 stk	CS3-11023230