

# PRODUKTDATABLAD

## 1-dels urinposestativ, blå, rund

### 1-dels urinposestativ, blå, rund

Anvendes til at hænge urinposerne på sengekanten.

Urinposerne fastgøres gennem hullerne foroven på urinposerne ned over tapperne.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polypropylen (PP), polyethylen (PE)

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring:** Opbevares tørt ved stuetemperatur

**Holdbarhed:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
0149031	Urinposestativ	1-dels, blå, rund	Ps a 10 stk	8917