

PRODUKTDATABLAD

Cutanplast resorberbar gelatinesvamp, steril

Cutanplast er en steril gelatine svamp af animalsk oprindelse med hæmostatisk effekt.

Svampen er uopløselig i vand.

Når produktet er mættet med blod, fremmer det koagulationen ved at deltage i den lokale blødningskontrol.

Der skal anvendes så lille en mængde Cutanplast som muligt for at opnå den ønskede koagulation.

Produktet resorberes fuldstændigt efter ca. 3-4 uger.

Kan tilklippes til ønsket størrelse ved brug af steril saks eller pincet.

Produktet placeres med et let tryk på området som bløder, indtil hæmostase er opnået.

For indikationer, kontraindikationer og advarsler, se indlægsseddel.



Indholdsstoffer: Steril gelatine af animalsk oprindelse

Ptalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE III

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse inder: Forbrænding/genbrug

Bortskaffelse yder: Forbrænding/genbrug

Opbevaring Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

Holdbarhed: 5år

PRODUKTDATABLAD

Cutanplast resorberbar gelatinesvamp, steril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4297150	Cutanplast	Standard, hæmostatisk gelatine svamp, steril	1 cm x 5 cm x 7 cm	æske a 20 stk - krt a 30 æsker	05170502
4297155	Cutanplast	Special, hæmostatisk gelatine svamp, steril	7 cm x 5 cm x 0,1 cm	æske a 20 stk - krt a 30 æsker	05380502
4297165	Cutanplast	anal hæmostatisk gelatine tampon steril	3 cm x 8 cm	æske a 20 stk - krt a 28 æsker	05480302
4297170	Cutanplast	dental hæmostatisk gelatine svamp steril	1 cm x 1 cm x 1 cm	æske a 24 stk - krt a 240 æske	05610101
4297175	Cutanplast	dial hæmostatisk gelatine svamp steril	1 cm x 3 cm x 3 cm	æske a 20 stk - krt a 30 æsker	05230302