

PRODUKTDATABLAD

PM 100 Pulsoximeter connect

Pulsoximeter til måling af hjertefrekvens samt iltmætning (SpO₂%) i blodet.

Produktet måler pålideligt og præcist og viser resultatet på det letlæselige OLED display.

Pulsoximeteret er nemt og praktisk at anvende takket være dens "one-touch"-betjening.

- Pulsoximeter til måling af hjertefrekvens samt iltmætning i blodet
- Se målingerne på OLED display
- Displayets lysstyrke kan indstilles i 10 forskellige niveauer
- Simpel "one-touch"-betjening
- 6 forskellige visninger
- Automatisk slukning efter 8 sekunder
- Display med lavt batteriniveau
- Medfølger en rem samt 2 x 1,5V AAA batterier
- Mulighed for at downloade appen VitaDock+ til smartphone for at tracke målinger



Indholdsstoffer/materiale:	ABS 757, silikone
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	IIA
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	Cirka 5 år ved 15 målinger på 10 minutter hver dag
Bortskaffelse af vare:	Udtjente apparater afleveres på den kommunale genbrugsstation eller hos den forhandler.
Bemærkninger:	--

PRODUKTDATABLAD

PM 100 Pulsoximeter connect

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
7009980	Medisana	PM 100 Pulsoximeter connect	æske a 4 stk	79456