

PRODUKTDATABLAD

Curion Fixette urinposefiksering

- Elastisk tubular fiksering af urinbenposer op til 750 ml
- Perfekt pasform til benet giver optimal komfort ved brug
- Kan bruges både på den øvre og nedre del af benet samt både på forsiden og på siden af benet
- 4 forskellige størrelser for individuel tilpasning
- Huden kommer ikke i kontakt med urinposen
- Vaskbar ved 60°C



Indholdsstoffer/materiale:	Polyester, elastan, polyamid
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt og 5-25°C
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse
Bemærkninger:	Max brug: 2 måneder

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0172001	Curion Fixette	Urinposefiksering, gul, 30-55 cm	Small	Krt á 150 stk.	8084
0172002	Curion Fixette	Urinposefiksering, blå, 45-75 cm	Medium	Krt á 150 stk.	8086
0172003	Curion Fixette	Urinposefiksering, brun, 55-85 cm	Large	Krt á 150 stk.	8088
0172004	Curion Fixette	Urinposefiksering, grøn, 65-95 cm	X-large	Krt á 150 stk.	8090