

PRODUKTDATABLAD

SIGVARIS Gummihandsker til på- og aftagning af kompressionsstrømper

Sigvaris gummihandsker er det ideelle hjælpemiddel til brugere og hjælpere ved på- og aftagning af kompressionsstrømper

- Reducerer den fysiske belastning for både strømpebrugere og hjælpere
- Optimalt greb letter på- og aftagningen af kompressionsstrømper
- Forebygger skader på hud og strømper

Sigvaris gummihandsker har noprede fingre og håndflader, så de giver et godt greb. Derved fås en optimal fordeling af strømpen på benet.



Indholdsstoffer/materiale: Naturgummi 98%, bomuld 2%

PVC/ftalater: Nej

Latex: Ja

CE klassifikation: -

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Ingen særlig mærkning

Opbevaring uåbnet: Stuetemperatur uden direkte sollys

Opbevaring åbnet: Stuetemperatur uden direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: Ca. 3 år ved korrekt opbevaring

Holdbarhed åbnet: Ca. ½ år ved dagligt brug og korrekt opbevaring

Bortskaffelse af vare: Som alm. husholdningsaffald, forbrænding

Bortskaffelse af inderemballage: Som alm. husholdningsaffald, forbrænding/genbrug

Bortskaffelse af yderemballage: Som alm. husholdningsaffald, forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

SIGVARIS Gummihandsker til på-og aftagning af kompressionsstrømper

Mediqs varesortiment

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
4404100	Sigvaris gummihandsker, hjælpemiddel til kompressionsstrømper, small	Par – pk af 12 par	1 par	12973
4404101	Sigvaris tekstilhandsker, hjælpemiddel til kompressionsstrømper, medium	Par – pk af 12 par	1 par	12975
4404102	Sigvaris tekstilhandsker, hjælpemiddel til kompressionsstrømper, large	Par – pk af 12 par	1 par	12977
4404099	Sigvaris tekstilhandsker, hjælpemiddel til kompressionsstrømper, x-large	Par – pk af 12 par	1 par	12239