

# PRODUKTDATABLAD

## CombiGuard sårskyllekapsel, steril

Sårskylning med kontrolleret tryk.  
Højtryksskylning er en yderst effektiv og samtidig en meget vævsvenlig sårrensningmetode.  
Sårskyllekapslen sikrer et optimalt skylletryk uden at beskadige vævet.

Vandet ledes igennem et hul svarende til en 18G kanyle og de to udløbssporer sikrer udløb af kontamineret væske.

Combiguard sårskyllekapsel er samtidig et værnemiddel for sårbehandleren, og spredning af sårskyllevæske minimeres.

Combiguard anbefales f.eks. til højtryksskylning af alle typer sår, inkl. kroniske fibrinbelagte sår.  
Combiguard anbefales anvendt med en 50/60 ml sprøjte.



<b>Indholdsstoffer:</b>	Polyethylen
<b>PVC/phtalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	CE I-s
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Holdbarhed:</b>	5 år
<b>Opbevaring:</b>	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej

# PRODUKTDATBLAD

CombiGuard sårskyllekapsel, steril

## Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Varekategori 4	Lev.nr
2516100	Combiguard II	sårskyllekapsel, steril	æske a 50 stk.-krt. a 200 stk.	10222