

PRODUKTDATABLAD

Sutursaks, steril

Steril, simpel engangssaks til fjernelse af suturer eller andre små procedurer.

Findes i 2 modeller:

- Sutursaks med hak
- Sutursaks med spids/spids.



Indholdsstoffer/materiale:	Rustfrit stål
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril vare:	Ja, ved gassterilisation ETO
Opbevaring:	Tørt, bør ikke udsættes for direkte sollys
Holdbarhed uåbnet:	3 år
Bortskaffelse vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Uønskede stoffer:	Der er ikke kendskab til nogle uønskede stoffer

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
2530013	Sutursaks	Med hak, steril	11,5 cm	Pk. a 12 stk. – Krt. a 300 stk.	42.0925.11SUS
2530017	Plaster/sutursaks	Spids-spids, steril	11,5 cm	Pk. a 25 stk. – Krt. a 300 stk.	9151330