


PRODUKTDATABLAD

Y-konnektor nefrostomi, L/L, steril

Y-nefrostomikonnektor med to female luer-lock (L/L) og én konnektor til urinpose.



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	Se datomærkning på emballagen
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Affaldssortering
Bemærkninger:	Engangsprodukt

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
2508064	Konnektor	Y-konnektor nefrostomi, L/L, steril	ch 14	-	050043