

# PRODUKTDATABLAD

## Verfine safety penkanyler

Verfine er en penkanyle med sikkerhedsforanstaltning.

Så snart nålen fjernes fra injektionsstedet glider et skjold automatisk tilbage som låser og sikrer nålen. Nålen kan herefter fjernes uden frygt for eventuelle stikuheld og er derfor fremragende til professionelt brug, på sygehuse, plejehjem eller i hjemmeplejen. Nålen er sikret mod at kunne bruges mere end en gang.

Penkanylen er egnet for personer med nåleskræk.

Penkanylen skal anvendes sammen med en insulinpen. Kanylen skrues på insulinpenen. Passer til gængse insulinpenne.

Penkanylen er steril. Den del af nålen som går igennem patientens hud er coated med silikone på hele overfladen, for at lette indtrængen i huden og minimere vævsskader.

Verfine Dual har dobbelt sikkerhedsforanstaltning.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	NA
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ja/Medicinsk class IIa
<b>Steril vare/metode:</b>	Ja/Gammastråling
<b>Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt og stuetemperatur
<b>Holdbarhed fra produktionen:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale regler – kanylebøtte
<b>Bortskaffelse under emballage:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Engangsbrug

# PRODUKTDATABLAD

## Verfine safety penkanyler

**Tæt gevind, når skrues på insulinpen:**

Ja

**Passer på gængse insulinpenne:**

Ja

**Batchnummer:**

Ja

**Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:**

Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.

### Mediqs sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Varesektor	Ref.nr.
3080320	Verifine Dual	safety penkanyle, steril	5 mm x 0,3 mm (30G)	DPN-30-5
3080321	Verifine Dual	safety penkanyle, steril	8 mm x 0,3 mm (30G)	DPN-30-8
3080322	Verifine	safety penkanyle, steril	5 mm x 0,3 mm (30G)	SPN-30-5
3080323	Verifine	safety penkanyle, steril	8 mm x 0,3 mm (30G)	SPN-30-8