


# PRODUKTDATABLAD

## BD penkanyle

Penkanyle som skal anvendes sammen med en insulinpen. Kanylen skrues på insulinpennen. Passer til gængse insulinpenne som både forfyldte og flergangsinsulinpenne.

Penkanylen er silikone belagt, steril og facetslebet. Den del af nålen som går igennem patientens hud er coatet med silikone på hele overfladen, for at lette indtrængen i huden og minimere vævsskader. Penkanylen er engangsmateriale, og derfor anbefales det at kanylen skiftes efter hver injektion.

Penkanylerne har Thin Wall teknologi.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	NA
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ja/ MDD 93/42/EØF (Klasse IIa)
<b>Steril vare/metode:</b>	Ja/Gammastråling
<b>Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt og stuetemperatur
<b>Holdbarhed fra produktionen:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale regler – kanylebøtte
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkning:</b>	Engangsbrug

# PRODUKTDATABLAD

## BD penkanyle

<b>Tæt gevind, når skrues på insulinpen:</b>	Ja
<b>Passer på gængse insulinpenne:</b>	Ja
<b>Batchnummer:</b>	Ja
<b>Dansk mærkning på emballagen:</b>	Ja
<b>Dansk brugsanvisning:</b>	Ja
<b>Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:</b>	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
3080069	320211	BD penkanyle	4 mm x 0,23 mm (32G)	æske a 100 stk.
3080068	320212	BD penkanyle	5 mm x 0,25 mm (31G)	æske a 100 stk.
3080067	320733	BD penkanyle	6 mm x 0,25 mm (31G)	æske a 100 stk.
3080064	320213	BD penkanyle	8 mm x 0,25 mm (31G)	æske a 100 stk.
3080060	320216	BD penkanyle	12,7 mm x 0,33 mm (29G)	æske a 100 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.