

PRODUKTDATABLAD

Comfeel Plus Transparent, tynd hydrocolloid, steril

Fleksibel og transparent hydrokolloid bandage, specielt egnet til vanskeligt bandagerbare steder og overfladiske sår. Absorberer sårsekret, men indeholder ikke alginat som Comfeel Plus Ulcus.

Comfeel Plus Transparent anvendes til behandling af ikke-til-lavt væskende kroniske sår og overfladiske akutte sår i modningsfasen.

Anvendes til bensår, tryksår, overfladiske brandsår, donorsteder, traumatiske sår, postoperative sår og hudafskrabninger.

Bandagen kan sidde på såret op til 7 dage afhængig af sårets tilstand.

Comfeel Plus Transparent anvendes til lavt til moderat væskende kroniske sår i de sidste faser af sårhelingsprocessen.

Velegnet til beskyttelse af huden i modningsfasen
Nem at bandagere overalt på kroppen

Gennemsigtig bandage gør det muligt at føre tilsyn med såret uden at skifte bandage

Bakterie- og vandtæt



Indholdsstoffer/materiale: 100% hydrogenated petroleum resin, Sodium CMC, Elastomer, Dioctyladipate, polyurethanfilm

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse II b

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Opbevaring uåbnet: Stuetemperatur, udenfor direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Holbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

Comfeel Plus Transparent, tynd hydrocolloid, steril

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Lev.nr
4279230	Comfeel Plus Transparent	tynd hydrocolloidbandage, steril	5x7cm	æske a 10stk.-krt. a 30æsker	33530
4279233	Comfeel Plus Transparent	tynd hydrocolloidbandage, steril	10x10cm	æske a 10stk.-krt. a 24 æsker	33533
4279236	Comfeel Plus Transparent	tynd hydrocolloidbandage, steril	9x14cm	æske a 10 stk.-krt. a 24 æsker	33536
4279242	Comfeel Plus Transparent	tynd hydrocolloidbandage, steril	15x20cm	æske a 5 stk.-krt. a 24 æsker	33542
4279248	Comfeel Plus Transparent	tynd hydrocolloidbandage, steril	5 x 25 cm	æske a 5 stk.-krt. a 28 æsker	33548