

PRODUKTDATABLAD

Allewyn Gentle Border, steril

ALLEVYN Gentle Border er en "alt-i-en" skumbandage, enkel at pålægge og som har en blød og skånsom silikone gelklæber, som holder bandagen på plads.

Ved pålægning flyder gelen ned i hudens porer og skaber et antal kontaktpunkter, som holder bandagen på plads. Når bandagen fjernes trækkes gelen ud af porerne og risikoen for smerte eller traume er minimal.

ALLEVYN Gentle Border vælges hvis man ikke ønsker en sekundær fiksering.



Bandagen kan sidde på i op til 7 dage.

Indholdsstoffer/materiale: Hydrocellulær polyurethanskum, polyurethanfilm, medicinsk silikone

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE IIa

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 3år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Stuetemperatur, tørt udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Allevyn Gentle Border, steril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Pudens str.	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref.nr.
4282407	Allevyn Gentle Border		Multisite skumbandage, steril	17,1 cm x 17,9 cm	æske a 10 stk - krt a 6 æsker	66800959
4282408	Allevyn Gentle Border		skumbandage med silikonegelklæber, steril	15 cm x 15 cm	æske a 10 stk - krt a 8 æsker	66800975
4282409	Allevyn Gentle Border		skumbandage med silikonegelklæber sacral, steril	16,8 cm x 17,1 cm	æske a 6 stk - krt a 6 æsker	66800897
4282410	Allevyn Gentle Border	5 cm x 5 cm	skumbandage med silikonegelklæber, steril	7,5 cm x 7,5 cm	æske a 10 stk - krt a 30 æsker	66800269
4282411	Allevyn Gentle Border	7,5 cm x 7,5 cm	skumbandage med silikonegelklæber, steril	10 cm x 10 cm	æske a 10 stk - krt a 10 æsker	66800270
4282412	Allevyn Gentle Border	10 cm x 10 cm	skumbandage med silikonegelklæber, steril	12,5 cm x 12,5 cm	æske a 10 stk - krt a 12 æsker	66800272
4282413	Allevyn Gentle Border	15 cm x 15 cm	skumbandage med silikonegelklæber, steril	17,5 cm x 17,5 cm	æske a 10 stk - krt a 8 æsker	66800273
4282414	Allevyn Gentle Border		skumbandage med silikonegelklæber, steril	10 cm x 20 cm	æske a 10 stk - krt a 6 æsker	66800900