

PRODUKTDATABLAD

Sureskin II Thin hydrocolloidbandage, steril

SureSkin II er en tynd, steril hydrokolloid bandage med god absorberingsevne. Bandagen egner sig til fugtbevarende sårbehandling. Produktet er fri for gelatine og klæbeevnen er afpasset så risikoen for lækage og tilbagerulning minimeres.

Kanterne er affasede. Anvendes til let væskende sår.

- Semipermeabel overflade
- Indeholder ikke gelatine
- Indeholder ikke kolofonium (Resin)
- Hudvenlig



Indholdsstoffer/materiale: Polyurethanfilm, elastomer, klæbestof, absorber (CMC)

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE IIb

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Sureskin II Thin hydrocolloidbandage, steril

Sortimentsoversigt

4279574	SureSkin II Thin	hydrocolloid bandage, steril	5x5cm	æske a 20 stk.-krt. 5 æsker	203203
4279576	SureSkin II Thin	hydrocolloid bandage, steril	10x10cm	æske a 10 stk.-krt. a 20 æsker	203205
4279578	SureSkin II Thin	hydrocolloid bandage, steril	15x15cm	æske a 5 stk.-krt. a 4 æsker	203216